



L300 Go Mehr Mobilität. Ganz einfach.

Das L300 Go System wurde zur Gangrehabilitation von Anwendern mit Fußhebeschwäche konzipiert und basiert auf dem Prinzip der funktionellen Elektrostimulation (FES). Darüber hinaus wirkt es unterstützend bei Knieinstabilität und kann sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen eingesetzt werden. Je nach individuellem Bedarf steht es als reines Unterschenkelsystem, als kombiniertes Unterschenkel- und Oberschenkelsystem sowie als reines Oberschenkelsystem mit Verwendung eines Fußsensors zur Verfügung.

Ein neuer Lernalgorithmus passt sich den Veränderungen der Gangdynamik an und stellt binnen 0,01 Sekunden die Stimulation bereit - deutlich schneller als ein Wimpernschlag. Mit nur einer Elektrode steuert das L300 Go die Dosierung der Dorsalflexion sowie Inversion/ Eversion präzise.

Durch die integrierte Bewegungserkennung und die eingebauten Bedienelement können Fußsensor und Fernbedienung komfortabel angepasst und bedient werden.

Wir beraten Sie gerne! Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter 09571/ 94785-0.

